



**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO:  
VENDA COHESIVA - SUTUVET**

<b>Código:</b>	ETE-DRO-501/01
<b>Vigencia:</b>	5/04/2024

<b>1. Nombre del producto:</b>	VENDA COHESIVA - SUTUVET
<b>2. Descripción General:</b>	Venda autoadherente

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**3. Indicaciones de Uso:**

El vendaje cohesivo está diseñado para usarse como envoltura elástica para brindar compresión o soporte, o para asegurar apósitos o dispositivos. Producto de uso veterinario.

**4. Componentes del Dispositivo:**

**ESQUEMA:**



Imagen referencial

**5. MATERIAL:**

Tela no tejida flexible (Polipropileno/Spandex).

Adhesivo de látex o goma sintética

**6. CARACTERÍSTICAS:**

Disponible en colores (beige, azul, amarillo con carita feliz, camuflado tonos verdes, camuflado rosado y negro, azul con huella blanca, verde limón con perrito, rosado con gatito, turquesa con huella )

Solo uso veterinario

Vendaje fácil de rasgar

Sabor amargo

Se adhiere a si mismo, no al pelaje.

Utilizado en fijación de almohadillas y apósitos para mascotas, como vendaje de presión o vendaje de compresión o cinta de agarre.

**7. Dimensiones y presentación**

Talla	Presentación
Rollo de 5 cm x 4.5m (2" x 5 yardas)	Caja de cartón conteniendo 24 unidades
Rollo de 7.5 cm x 4.5m (3" x 5 yardas)	Caja de cartón conteniendo 16 unidades
Rollo de 10 cm x 4.5m (4" x 5 yardas)	Caja de cartón conteniendo 12 unidades

**8. Condiciones de almacenamiento:**

Se recomienda que este producto sea almacenado a temperatura ambiente (10°C-25°C) protegido de la luz solar directa y la humedad.

<b>Distribuido por:</b>	ELAVENT S.A.	<b>Origen:</b> China
-------------------------	--------------	----------------------